


# طريقة استخدام جهاز الصدمات الكهربائية



1 اضغط زر التشغيل


2 استمع إلى تعليمات الجهاز

3 ضع الأقطاب على صدر المريض

4 لا تلمس المريض

5 الضغط على زر الصدمة الكهربائية  
إذا طلب الجهاز فقط

6 استمر بالإنعاش القلبي حتى  
وصول الإسعاف



نحن نهتم  
We Care

**تحذير:**



تأكد من ابتعاد الجميع قبل الضغط على زر  
الصدمة الكهربائية.

مركز جونز هوبكنز

أرامكو الطبي

Johns Hopkins

Aramco Healthcare